

Bexen cardio
Ready for life

Reanibex 300^{DEA}

Desfibrilador Externo Automatizado



2 versiones:

1. Visualización de iconos
2. Visualización de ECG o iconos

Bifásico hasta 360J

Algoritmo DEA universal para
pacientes adultos y pediátricos

Dispositivo de ayuda a la RCP
en tiempo real (Push Pad)

Posibilidad de configurar la
pantalla en modo alto contraste

Modo "autoentrenamiento"
y opción de "entrenamiento" con
mando a distancia

Reanibex 300 DEA.

Fácil e intuitivo en su uso.



Amplia pantalla (5,7")

Electrodos desechables de desfibrilación para adultos y pediátricos

Indicador de estado siempre visible

Conexión USB

Ayuda la RCP con feedback (dispositivo Push Pad)

CARACTERÍSTICAS

- Tecnología bifásica.
- Algoritmo DEA universal para pacientes adultos y pediátricos.
- Amplia pantalla color de 5,7".
- Posibilidad de configurar la pantalla en modo alto contraste.
- Dispositivo "Push Pad", informa sobre la calidad de la frecuencia y profundidad de las compresiones torácicas en tiempo real (opcional).
- Modo autoentrenamiento (opcional).
- Opción de entrenamiento con mando a distancia (opcional).
- Protocolo de RCP configurable.
- Configurado según las guías ERC/AHA de 2015.
- Autochequeo diario para asegurar el correcto funcionamiento del equipo.
- Conexión a USB.
- Robusto y compacto para un uso fácil en cualquier entorno.
- Uso amigable y muy intuitivo.

ACCESORIOS

- Electrodo desechable de desfibrilación para adulto y pediátrico.
- Bolsa de transporte (1).
- Soporte de ambulancia (certificada en EN1789:2007) (2).
- Dispositivo "Push Pad".
- Batería recargable y batería no recargable (3).
- Cargador externo de batería.
- Cargador dual de baterías a 12V (CC) o 220V (CA).
- Aplicación "REANIBEX Data Manager" para gestión de todos los datos registrados por el equipo (PC).
- Batería recargable para el modo autoentrenamiento y entrenamiento (4).



(1)



(3)



(2)



(4)

Bexen cardio

Osatu, S.Coop.
Edificio Zearrekobuelta
Subida de Areitio, 5
48260 Ermua (Spain)

Tel: +34 943 170 220
Fax: +34 943 170 227
info@bexencardio.com
www.bexencardio.com

